



Eurolink Consultores, S.A.

Jueves 19 de octubre de 2000

El presente documento contiene información para actualizar/importar métodos KIS sobre sistemas KIS.

1. Contenido del fichero ZIP.

El fichero comprimido contiene los dos ficheros necesarios para la importación y/o actualización del método. El nombre de los ficheros es:

- <Identificador del método>.mth
- <Identificador del método>.dll.

2. Importación del método.

La importación incorpora al sistema un nuevo método, es decir, el método no está registrado en el Sistema de Información.

Los pasos a seguir para importar un método son los siguientes:

1. Acceder a *EA Manager*.
2. Acceder al Modelo.
3. Desde cualquier nivel del árbol seleccionar en el menú principal: Modelo, Métodos, Importar (también accesible en el menú contextual).
4. Seleccionar la ruta donde se encuentran los archivos de importación: .MTH y .DLL generados al descomprimir el fichero descargado.
5. Seleccionar el archivo .MTH.
6. Pulsar el botón "Importar"
7. Se muestra el progreso de la importación.

NOTA: Al importar un método se le asignan derechos al usuario *Manager*. Si se desea que algún usuario utilice el método importado es necesario asignarle derechos al mismo.

3. Actualización de métodos.

La actualización incorpora al sistema una versión del método, es decir, el método está registrado en el Sistema de Información.

Los pasos a seguir para actualizar un método son los siguientes:

1. Acceder a *EA Manager*.
2. Acceder al Modelo.
3. Seleccionar la clase y el método a actualizar.
4. Sobre el método seleccionar en el menú principal: Modelo, Métodos, Actualizar (también accesible en el menú contextual).
5. Seleccionar la ruta donde se encuentran los archivos de actualización: .MTH y .DLL generados al descomprimir el fichero descargado.
6. Seleccionar el archivo .MTH.
7. Pulsar el botón "Importar"
8. Se muestra el progreso de la actualización.

NOTA: Al realizar la actualización de un método no se alteran los derechos de los usuarios sobre el método.